

リプレイスセレクト・インプラントシステム

当院では、新しくノーベルバイオケア社リプレイスセレクトのインプラントシステムを採用いたしましたので、ご紹介いたします。

リプレイスセレクト・テーパード

リプレイスセレクト・テーパード・インプラントにはカラーコードで識別された4種類の直径があり、長さは10～16mmです。リプレイスセレクト・テーパード・インプラントは適切なインプラント埋入を達成し、一般的な解剖学的条件に対処し、さらに理想的な審美性を提供するために考案されました。このインプラントは、標準の歯根形状をもつインプラントでは埋入を制限される以下のような解剖学的条件にも対処します。

適用

解剖学的条件

上顎洞、中間顎骨における唇面陥没部、下顎における舌面アンダーカット、下顎管の位置などは、しばしば理想的なインプラント埋入の妨げになります。リプレイスセレクト・テーパード・インプラントはテーパー形状に設計されているので、より理想的な位置に埋入できます。

隣在歯根の近接

単独歯の埋入において、隣在歯の歯根が近接しているために従来の歯根形状のインプラントでは使用が妨げられる場合にも使用できます。

抜歯部位での即時埋入

リプレイスセレクト・テーパード・インプラントのテーパー形状のデザインは、天然歯根の形状をより綿密に再現します。

抜歯部位での即時埋入は、手術の回数を減らし、治療時間を短縮します。

1回法

リプレイスセレクト・テーパード・インプラントは一回法、二回法の両方の術式に対応するように設計されています。リプレイスセレクト・テーパード・インプラントでは、骨縁から骨縁上における様々な高さでの埋入が可能です。

リプレイスセレクト・ストレート

リプレイスセレクト・ストレート・インプラントにはカラーコードで識別された3種類の直径があり、長さは10～18mmです。カラーの高さは1.5mmと3mmの2種類があります。

適用

リプレイスセレクト・ストレート・インプラントは、適切な骨質がある場合のあらゆる症例に適用できる、ユニバーサルタイプのセルフタップ・インプラントです。

リプレイスセレクト・ストレート3.0mmインプラントは1回法（非沈下）にだけ使用する「ワンピース」ピラーです。滑らかなカラーは、軟組織を通して伸長します。したが

って通常は、ヒーリング・アバットメントの連結を考慮する必要はなく、結果的に、必要とする手順やコンポーネント数が減少します。

北山歯科クリニック

院長 北山高之